

 Laboratoire du CHU de Limoges	DOSAGE DU CORTISOL SALIVAIRE Protocole de recueil de la salive avec SaliCap Set Instruction	BGM PREA 0049 A
		Date application 24/07/2015
		Page 1/1

Condition d'approvisionnement des tubes de collecte :

La distribution se fait à la demande, par le centre de prélèvements (poste 58000)

Recommandations :

- Ne pas avoir mâché de chewing-gum
- Ne pas manger ou boire dans les 30 minutes qui précèdent le recueil de salive
- Il est recommandé de rincer la cavité buccale avec de l'eau juste avant la collecte salivaire
- Oter toute trace de rouge à lèvres si nécessaire
- Ne pas transmettre le moindre échantillon de salive légèrement rouge



Procédure de prélèvement :

- Identifier le SaliCap avec une étiquette « patient »
- Ouvrir le SaliCap et le remplir de salive à l'aide de la paille
- Reboucher le SaliCap
- Transmettre le recueil et la prescription au service selon les modalités de transfert des prélèvements

	REDACTEUR	VERIFICATEURS		APPROBATEUR
Nom	MARIE NOELLE CHEBROUX	THIERRY CHIANEA		FRANCK STURTZ
Fonction	CADRE DE SANTE	PH		PU-PH
Date				
Signature	23/07/2015	24/07/2015		24/07/2015

Le présent document a été signé par l'intermédiaire du logiciel QUALIMS DOC (*la date de signature en témoigne*). Toute impression papier est considérée comme un document de travail et la personne à l'origine de cette impression est tenue comme seule responsable de l'utilisation qui en est faite.

I. DIFFUSION

-  **Interne** : Renseignée dans le logiciel QUALIMS DOC.
-  **Externe** : Cf. l'enregistrement PBH QUA 0010 « Attestation de diffusion externe de documents »