

Résultats à transmettre à: ___ (Nom du Prescripteur)

RD-BIOCHIMIE-HORMONOLOGIE

Formulaire de demande - Dosage de l'activité Asparaginase

Ref : RD-BH-TOUS-IT-003 Version : 03 Applicable le : 11-08-2022



Dosage de l'activité Asparaginase

1 tube sur Héparinate de Lithium Délai envoi < 36 H : Ne pas centrifuger et envoyer le sang total à température ambiante (15 à 30 °C). Délai envoi > 36 H : Centrifuger puis décanter et envoyer congelé (-15 à -45°C). Premier traitement			A l'attention du : Pr Nicolas de ROUX Laboratoire de Biochimie-Hormonologie Hôpital Robert DEBRE 48 boulevard Sérurier – 75935 PARIS Cedex 19 Etiquette du patient	
Reprise traiteme	nt 🗌 Oui 🗌 No	on		
Type Asparaginase	Date de début du traitement actuel par Asparaginase	Heure d'injection si réaction allergique	Date de prélèvement	Heure de prélèvement si réaction allergique
lotion de réaction all	ASE, ONCASPAR, ERWIN ergique :	NIA, SPECTRILA ☐ Non	*	