

PHENOTYPAGE DES HEMOPATHIES par cytométrie en flux

Réception du lundi au vendredi avant 15h00. Fermé samedi, dimanche et jours fériés.

Dr Magali LE GARFF-TAVERNIER, Dr Agathe MAILLON

Nom usuel : Nom de naissance : Prénom : Date de naissance : Sexe : M F	Hôpital et service (étiquette UF) :	Prescripteur :
		Nom : Téléphone :
		Préleveur :
		Nom : Date :Heure :

<p><u>RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET BIOLOGIQUES, INDISPENSABLES</u></p>	NFS : Leucocytes :G/L <input type="checkbox"/> Diagnostic <input type="checkbox"/> Suivi
--	--

<p>Phénotypage :</p> <input type="checkbox"/> Hémopathie lymphoïde chronique <input type="checkbox"/> Leucémie aigüe <input type="checkbox"/> Myélome <input type="checkbox"/> HPN <input type="checkbox"/> Autres :	<p>Nature de l'échantillon :</p> <input type="checkbox"/> Sang : 1 tube EDTA de 7ml <input type="checkbox"/> Moelle : ± 1 ml sur tube EDTA <input type="checkbox"/> LCR : ± 2 ml sur tube Transfix® (40 gouttes) <input type="checkbox"/> Autre liquide biologique :
---	---

<input type="checkbox"/> Test fonctionnel p53 (LLC) Sang : tube héparinate de lithium (bouchon vert foncé), nombre de tubes à définir par le laboratoire (Poste : 60192)

Partie réservée à l'UF phénotypage des hémopathies

Reçu le à par	Etiquette SCANORDO
Nombre de tubes :	
Conforme OUI-NON :	